



Parczew, 14.01.2020 r.



Dział Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13
zamowienia@spzozparczew.pl

Oznaczenie sprawy: SPZ.OZ.ZP.3520.1.2.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla SPZ.OZ w Parczewie



Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.



Pytanie 1 :

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 4 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476), gramatura chusteczek 23g/m²?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476), gramatura chusteczek 23g/m²?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476), gramatura chusteczek 23g/m²?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 2 :

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 8 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecyldimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecyldimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecyldimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie

30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 10 i dopuści:

Ściereczki włókninowe niepyłące perforowane w rolce z dozownikiem do nasączania preparatem myjaco-dezynfekcyjnym, służące do dezynfekcji i mycia powierzchni i drobnego sprzętu medycznego, wykonane z włókna wiskozowo-poliestrowo-celulozowego o gramaturze 70g/m², o wymiarach ściereczki 30x34cm, ilości ściereczek w roli 100 szt. Kolor: biały. Wiaderko posiada szczelne zamknięcie chroniące nasączone czystościwo przed wyschnięciem.

lub

Ściereczki włókninowe niepyłące perforowane w rolce z dozownikiem do nasączania preparatem myjaco-dezynfekcyjnym, służące do dezynfekcji i mycia powierzchni i drobnego sprzętu medycznego, wykonane z włókna wiskozowo-poliestrowo-celulozowego o gramaturze 70g/m², o wymiarach ściereczki 18x25cm, ilości ściereczek w roli 300 szt. Kolor: biały. Wiaderko posiada szczelne zamknięcie chroniące nasączone czystościwo przed wyschnięciem.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA I OKREŚLENIE CZY ZAMAWIAJĄCY POTRZEBUJE WKŁADY + PUSTE WIADERKA, CZY WKŁADY + WIADERKA Z WKŁADEM W ŚRODKU, I ILE CZEGO DOKŁADNIE, PONIEWAŻ W TABELCE JEST JAKBY 1 WIADERKO I NIE WIEM JAK TO ROZUMIEĆ CZY TAK MA BYĆ, CZY TO POMYŁKA.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 11 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu

medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA..

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkty z Zadania 3 poz. 12 i 13 i dopuści:

Suche chusteczki przeznaczone do nasączenia roztworami środków dezynfekcyjnych (wyrób medyczny) do dezynfekcji powierzchni lub wyrobów medycznych w obszarach, w których dezynfekcja wymagana jest ze względów sanitarno-epidemiologicznych. Wykonane z poliestru, celulozy i wiskozy o wymiarach 30 x 34 cm. Po nasączeniu możliwość wykorzystania w ciągu 28 dni, nie pozostawiają smug. Gramatura chusteczek 70g/m². Chusteczki w rolce 100 szt. Wyrób medyczny. Oraz kompatybilne z nimi Wiaderko dozujące wielokrotnego użytku wykonane z polipropylenu wyposażone w system dozujący, możliwość mycia i dezynfekcji wiader w temp. 70 0C (również w myjniach dezynfektorach).

lub

Suche chusteczki przeznaczone do nasączenia roztworami środków dezynfekcyjnych (wyrób medyczny) do dezynfekcji powierzchni lub wyrobów medycznych w obszarach, w których dezynfekcja wymagana jest ze względów sanitarno-epidemiologicznych. Wykonane z poliestru, celulozy i wiskozy o wymiarach 18 x 25 cm. Po nasączeniu możliwość wykorzystania w ciągu 28 dni, nie pozostawiają smug. Gramatura chusteczek 70g/m². Chusteczki w rolce 300 szt. Wyrób medyczny. Oraz kompatybilne z nimi Wiaderko dozujące wielokrotnego użytku wykonane z polipropylenu wyposażone w system dozujący, możliwość mycia i dezynfekcji wiader w temp. 70 0C (również w myjniach dezynfektorach).

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA I OKREŚLENIE CZY ZAMAWIAJĄCY POTRZEBUJE WKŁADY + PUSTE WIADERKA, CZY WKŁADY + WIADERKA Z WKŁADEM W ŚRODKU (U NAS 1 OP. ZAWIERA 1 ROLKĘ W OPAKOWANIU.), I ILE CZEGO DOKŁADNIE, PONIEWAŻ W TABELCE JEST JAKBY 1 WIADERKO I NIE WIEM JAK TO ROZUMIEĆ CZY TAK MA BYĆ, CZY TO POMYŁKA.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 6

Pakiet 3

poz. 1 i 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu na bazie amin i QAV wykazujący szerokie spektrum działania wobec B,Tbc (M.Avium M.Terrae),F,V(HIV,HBV,HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno. Posiadający oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych z możliwością zastosowania w pionie żywieniowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 7

poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu w postaci aktywnej pianki na bazie amin i QAV do mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi i sprzętu medycznego o szerokim spektrum mikrobójczym wobec: B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Rota, Vaccinia), Spory. Konfekcjonowany w opakowania 1L ze spryskiwaczem pianowym z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań oraz kanister 5L

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 8

poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny chusteczek impregnowanych alkoholem spełniającego o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Konfekcjonowanych w tuby po 100 sztuk i wkład 100 szt

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 9

poz. 5 i 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chusteczek na bazie amin i QAV do mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi i sprzętu medycznego o szerokim spektrum mikrobójczym wobec: B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Rota, Vaccinia), Spory w czasie do 15min. Konfekcjonowane w tubie po 200szt i 120szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości op.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 10

poz. 8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chusteczek na bazie amin i QAV do mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi i sprzętu medycznego o szerokim spektrum

mikrobójczym wobec: B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Rota, Vaccinia), Spory w czasie do 15min. Konfekcjonowane w tubie 120szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości op.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 11

poz. 12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie suchych chusteczek w rozmiarze 30x32cm konfekcjonowanych po 100szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora
d/s Administracyjnych
i Technicznych
mgr inż. Ryszard Kielar